


ShockLink™

Výukový defibrilační systém se simulací srdečních rytů



Laerdal

helping save lives




ShockLink systém obsahuje cvičné samolepící elektrody se simulací srdečních rytů, které lze použít na jakoukoliv figurínu a téměř jakýkoliv defibrilátor či AED. Přepínání srdečních rytů se ovládá pomocí bezdrátového dálkového ovladače (infra) nebo chytrého mobilního telefonu (Bluetooth). Pomocí systému ShockLink lze podat figuríně bezpečným způsobem cvičný výboj pomocí reálného defibrilátoru (až 360J).

ShockLink lze také použít společně s figurínami ResusciAnne QCPR AED. Zde se srdeční rytmy ovládají pomocí tabletu SimPad SkillReporter. Ovládací tablet zaznamená kromě provádění KPR i správné nalepení elektrod a podání výboje.

Od verze mobilní aplikace ShockLink 2.0.2 jsou dostupné Sinus a SVT dětské a kojenecké EKG rytmy a související scénáře. ShockLink nabízí možnosti: "Adult" - "Child" - "Baby"



Simulované srdeční rytmy



www.laerdal.com/shocklink



Podporované defibrilátory

PHILIPS	HeartStart: MRx, XL+, DFM100, Intrepid, FR3, FR2, FRx (redukce není vyžadována)
PHYSIO CONTROL	LIFEPAK® 10; LIFEPAK® 15; LIFEPAK® 20; LIFEPAK® 500; LIFEPAK® 1000; LIFEPAK® CR Plus (vyžaduje adaptér/redukci 185-50050)
corpuls®	Corpuls 3; corpuls 1 (vyžaduje adaptér/redukci 185-50350)
ZOLL	AED Plus®, AED Pro®, R series®, X series® (vyžaduje adaptér/redukci 185-50450) Více informací o připojení defibrilátorů ZOLL najdete na www.laerdal.com/shocklink .

Více informací o připojení defibrilátorů najdete na www.laerdal.com/shocklink.

Mobilní aplikace pro ovládání – ShockLink - dospělé, dětské a kojenecké EKG rytmy a související scénáře



Objednávací kódy

185-10050 ShockLink systém (vč. dálkového ovladače)

Spotřební materiál

198-80150 Tréninkové elektrody dospělé

198-80450 Tréninkové elektrody dětské



Příslušenství

Pro Philips defibrilátory je přímé napojení bez redukce.

185-50050 Redukce na defibrilátory Lifepak (Training Adapter QUIK-COMBO)

185-50350 Redukce na defibrilátory Corpuls (Training Adapter Corpuls)

185-50450 Redukce na defibrilátory ZOLL (Zoll Electrode Adapter)

ShockLink společně s figurínou ResusciAnne QCPR AED

	Standardní hlava	Hlava pro zajištění dýchacích cest
Torzo	173-00150	174-00150
Celotělová	173-01250	174-01250

Pro ovládání se používá SimPad Plus SkillReporter (206-30033).



Autorizovaný dodavatel Laerdal: SNT Plus s.r.o., Novodvorská 994, 142 00 Praha 4 | www.laerdal.cz

Tel.: +420 220 330 770 | E-mail: medika@sntplus.cz | objednavky@sntplus.cz | www.sntplus.cz